



התאמה בטוחה עם

ulfit


חיטוב ועיצוב
מעבר לציפיות

www.cluederm.com

Cluederm™
Entire Beauty Solution

מגוון מחסניות המיועדות לטווח רחב של צרכים

מחסנית פנים



1.5mm



3.0mm



4.5mm

מחסנית גוף



6.0mm



9.0mm



13.0mm



UTB06FB2018

מפרט המערכת

סוג אנרגיה	HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)
כוח	0.1 - 3.0J (0.1J / Step)
דירוג	100-240V~, 50/60Hz
משקל	10kg
מידה	450 (L) X 500 (W) X 270 (H)mm (Including Holders)
מחסנית פנים	F7-1.5 (7MHz / 1.5mm) F7-3.0 (7MHz / 3.0mm) F4-4.5 (4MHz / 4.5mm)
מחסנית גוף	B2-6.0 (2MHz / 6.0mm) B2-9.0 (2MHz / 9.0mm) B2-13.0 (2MHz / 13.0mm)

CE

Cluederm™
Entire Beauty Solution

T. +82-2-517-2114 | cluederm.com | info@cluederm.com

Images and texts are intellectual property of Cluederm. Copying of this material can be subject to charges of both civil and criminal law of legal justice. Copyright to Cluederm © All Rights Reserved. Export Only

מיצוק עור הפנים והגוף

כ-317,000

לקוחות מרוצים
ברחבי העולם

טכנולוגיית MFU

אולטרא סאונד מולטי עמוק מיקרו ממוקד

בשילוב מתמרים מעוצבים ודקים
מחסניות הפנים של מכשיר ה-ULIFT יכולות לספק חלוקה אחידה של MFU
לעומקים מרחבים של קווי המתאר של הפנים לטיפול, הרמה והפחתת קמטים.




טכנולוגיית MFCU

אולטראסאונד מעגלי ממוקד ראשוני בתעשייה

העיצוב המעגלי של מחסניות גוף מצוידת בטכנולוגיית רבת מימדים
מספקת כיסוי רחב, שווה ומדויק יותר בהפצת
אנרגיית אולטראסאונד בצפיפות גבוהה לאזור המוקד.




טכנולוגיית המתמר



מתמר רחב יותר ופחות כואב

עיצוב המתמר תורם לחלוקה מדויקת בעת
מגע בעור, מאפשר טיפול במוקד רחב יותר.



בקרת כאב אופציונלית

משתמשים רשאים לבחור בין "G" (כללי) ל-"P" (שליטה בכאב)
אפשרות להפחתה דרמטית של רמות הכאב

80%

הפחתת כאב

מכשיר ה-ULIFT מאפשר חווית טיפול
בהפחתה של 80% מהכאב

Ulfit

אולטראסאונד מתקדם של מחר

המכשיר פותח על מנת לעצור את הזדקנות העור על ידי
אולטראסאונד MFU ו-MFCU, ULFIT. הטיפול אינו פולשני, נוח,
מותאם אישית, מתאים לאיזורים רבים לפנים ולגוף.



2IN1




הטיפול המושלם לגוף

מהירות פולס מואצת

יכולת ההספק הגבוהה של גוף המחסנית מאפשרת טיפול מהיר יותר ולתוצאות מרשימות.

88:00 / 100 SHOTS



אפלקציות

פנים
מצח
Periorbital
גבות
קמטים
יצירת קו V
סנטר כפול
קו הלסת
צוואר



גוף

בית שחי
זרועות
קו חזיה
בטן
גפיים
זרועות תחתונות
מתחת לישבן
ירכיים חיצוניות
ירכיים פנימיים
ברכיים



טיפול בתנועה מעגלית

ידית הגוף מוציאה אנרגיית אולטרה סאונד לאיזורים ממוקדים באופן שווה ובהליך מהיר.



טיפול נוח

- הליך רציף בלחיצה אחת
- אחיזה קלה ומשקל קל




תוצאות מעולות

טיפול גוף



80% מתוך 15 מטופלים השיגו ירידה משמעותית בשומן בטני לאחר טיפול אחד במכשיר ULFIT.




יעד המטופלים:

15 אנשים בטווח הגילאים 20-50 עם חשש להיקף בטן. **תקופת הבדיקה:** 6 שבועות. **שיטות בדיקה:** מחסניות גוף 6.0 / 9.0 ULFIT מ"מ. **מספר הטיפולים:** 1. מדידות בקו הבסיסי וגם לאחר הטיפול של כל מטופל בסימן של שבועיים הוערכו על ידי שלושה קלינאים. **הערכה:** הוגן / טוב / מצוין.

טיפול פנים



90% מתוך 20 מטופלים השיגו עור מתוח והדוק יותר לאחר טיפול אחד במכשיר ULFIT.



יעד המטופלים:

20 אנשים בטווח הגילאים 20-50 עם חשש לרפיון העור וקווים עדינים וקמטים על הפנים. **תקופת הבדיקה:** 6 שבועות. **שיטות בדיקה:** ULFIT. **מחסניות פנים:** 1.5 / 3.0 / 4.5 מ"מ **מספר טיפולים:** 1. מדידות קו הבסיסי והן לאחר הטיפול של כל מטופל בסימן של שבועיים הוערכו על ידי שלושה קלינאים. **הערכה:** הוגן / טוב / מצוין.

בת 38



בת 35



בת 35



בת 34



בת 45



בת 28

